

Eagle IFAK



C-A-T Tourniquet
Voor het stoppen van
zware bloedingen aan
ledematen.



Hyfin Vent Twin Pack Chest Seals
Voor het afplakken van open borstletsel,
"Red Tip" openscheurverpakking!



NAR ETD 4" Emergency Bandage
Het simpelste verband op de markt ook
met "red tip" om het openscheuren van de
enkele verpakking onder stress makkelijker
te maken.

NAR Trauma schaar 6,25"
Een kleine schaar van hoge
kwaliteit die door de meest
stugge kleding en
materialen kan knippen



QuikClot Z-Fold X-Ray detectable
Hemostatisch gaas geïmpregneerd met
kaoline werkt samen met de stollings-
factoren in het bloed om een stolsel te
creëren. Laat niets achter in het lichaam,
het gaas is in geheelheid te verwijderen en
makkelijk op te sporen met X-Ray. Lengte
3,5 M x 7.62cm



Eagle IFAK is middels
MOLLE systeem aan belt,
riem of vest vast te
maken. De producten
zitten vast achter een
elastiek op een platform
die van de tas is los te
trekken (klittenband) om
direct voor handen te
hebben of naar
hulpbehoevenden te
kunnen gooien vanaf een
afstand.

